

抗Cd33ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P20138

商品番号: CM0031059



前書き

CD33ウサギポリクローナル抗体は、骨髄系細胞表面抗原であるヒトCD33（Siglec-3）を特異的に検出します。ウエスタンブロッティングおよびELISA用途で検証済みであり、免疫学および神経生物学の研究に適しています。Swiss-Prot: P20138。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD33 ウサギ pAb
別名	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	945
GeneID	945
免疫原	合成ペプチド: ヒトCD33 (NP_001763.3) のアミノ酸265-364番領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20138
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤