

Anti-Cd335/Nkp46 モノクローナル抗体（If/Icc、Fc、Elisa用） - O76036

商品番号: CM0007480



前書き

ヒト CD335/NKp46

ウサギモノクローナル抗体（IF/ICC、FC、ELISAで
検証済み）。NK細胞上の自然細胞傷害活性化受容体1
を標的とし、免疫腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD335/NKp46 Rabbit mAb
備考/別名	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; natural cytotoxicity triggering receptor 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9437
GeneID	9437
免疫原	ヒト CD335/NKp46 (NP_004820.2) のアミノ酸22-254に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O76036
タンパク質分子量	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
配送	氷袋