

WbおよびElisa用抗Cd335/Nkp46ウサギポリクローナル抗体 - Q8C567

商品番号: CM0019538

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの、マウスCD335（NKp46、Ly94）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。NK細胞傷害性研究に最適。Swiss-Prot：Q8C567。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD335ウサギpAb
備考／別名	Ly94、NKp46、CD335
種	マウス
GeneID	17086（マウス）
免疫原	マウスCD335（NP_034876.2）のアミノ酸17～255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8C567
タンパク質分子量	37 kDa
輸送	保冷バッグ