


If/Icc、Fc用 抗Cd337/Nkp30 モノクローナル抗体 - O14931

商品番号: CM0005524



前書き

ヒトCD337/NKp30 (NCR3)に対するウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光染色およびフローサイトメトリーで検証済み。ナチュラルキラー細胞の細胞傷害活性、腫瘍免疫監視、樹状細胞の成熟の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト CD337/NKp30 mAb
備考/別名	NCR3; IC7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natural cytotoxicity triggering receptor 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	259197
GeneID	259197
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD337/NKp30 (NP_667341.1) のアミノ酸19-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	O14931
タンパク質分子量	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
発送	保冷バッグ