

If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd34モノクローナル抗体 - Q64314

商品番号: CM0006528

前書き

マウスCD34に対するウサギモノクローナル抗体。造血幹細胞研究におけるIF/ICC、フローサイトメトリー（FC）、ELISAアプリケーションに最適です。本抗体は、細胞接着および初期造血の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD34 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CD34; CD34分子; GIG3; MORT1
種	マウス
GeneID (ヒト)	947
GeneID	12490
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD34のアミノ酸35-287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_598415.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質重量	35kDa/41kDa
配送	アイスバッグ