

Anti-Cd34 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P28906

商品番号: CM0003540

前書き

ヒトCD34を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、mIHC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。造血幹細胞および血管内皮細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD34 Rabbit mAb
備考/別名	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	947
免疫原	ヒトCD34 (P28906) のアミノ酸286-385内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28906
タンパク質分子量	41 kDa
配送	アイスバッグ