

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd34ウサギポリクローナル抗体 - P28906

商品番号: CM0017782

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質CD34ウサギポリクローナル抗体。細胞接着に関与する造血前駆細胞マーカーであるヒトCD34を検出します。幹細胞および内皮研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD34 Rabbit pAb
備考／別名	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	947
GeneID	947
免疫原	合成ペプチド、ヒトCD34（NP_001020280.1）のアミノ酸32～290内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	41 kDa
輸送	保冷バッグ