

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd34ウサギPolymab®モノクローナル抗体 - P28906

商品番号: CM0010291

前書き

ヒトサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗CD34ウサギPolymAb®モノクローナル抗体。造血幹細胞および血管内皮の研究に適しており、41/35 kDaアイソフォームを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD34ウサギPolymAb®
備考／別名	CD34
種	ヒト
GeneID（ヒト）	947
免疫原	ヒトCD34（NP_001020280.1）のアミノ酸32～290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	41kDa/35kDa
輸送	保冷バッグ