

Anti-Cd35 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17927

商品番号: CM0007907



前書き

ヒトCD35/CR1
(P17927)を標的とする、補体研究用の高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。自然免疫における免疫接着受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD35 Rabbit mAb
備考/別名	KN; C3BR; C4BR; CD35
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1378
遺伝子ID	1378
免疫原	ヒトCD35 (NP_000564.2) のアミノ酸901-1095に相当する組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17927
タンパク質分子量	224kDa
配送	アイスバッグ