

Elisa、If/Icc、Fc用 Anti-Cd351/Fcamr モノクローナル抗体 - Q8Wwv6

商品番号: CM0009493

前書き

ヒト CD351/FCAMR (Fc alpha/mu receptor) を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体。ELISA、IF/ICC、およびフローサイトメトリーで検証済みであり、免疫応答および診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD351/FCAMR Rabbit mAb
備考/別名	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83953
GeneID	83953
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD351/FCAMR (Q8WWV6-1) のアミノ酸 17-450 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	ELISA, IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WWV6
タンパク質分子量	24kDa/46kDa/57kDa
配送	アイスバッグ