


Fc用 Anti-Cd352/Slamf6 モノクローナル抗体 - Q96Du3

商品番号: CM0010575



前書き

フローサイトメトリー用 標識 ラビット抗ヒト
CD352/SLAMF6

モノクローナル抗体。自然免疫および獲得免疫に関与する免疫細胞受容体である、SLAMファミリーメンバー6を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒト CD352/SLAMF6 mAb
備考/別名	SLAMF6; CD352; KALI; KAL1b; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114836
GeneID	114836
免疫原	ヒト CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1) のアミノ酸24-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96DU3
タンパク質分子量	24kDa/37kDa
配送	氷袋