


Wb、Ihc-P、Fc、Elisa用抗Cd352/Slamf6モノクローナル抗体 - Q96Du3

商品番号: CM0006337



前書き

ヒトCD352/SLAMF6（SLAMファミリーメンバー6）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、フローサイトメトリー、ELISAに適しています。24 kDaおよび37

kDaのアイソフォームを検出します。NK細胞の活性化およびT細胞の分化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD352/SLAMF6 Rabbit mAb
備考/別名	SLAMF6; CD352; KALI; KALiB; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6; CD352/SLAMF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114836
免疫原	ヒトCD352/SLAMF6 (NP_001171643.1) のアミノ酸24-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96DU3
タンパク質分子量	24 kDa/37 kDa
配送	氷袋