

## Anti-Cd352/Slamf6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Du3

商品番号: CM0007633



### 前書き

ヒトCD352/SLAMF6（SLAMファミリーメンバー6）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。24/37 kDaのバンドを検出します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名      | CD352/SLAMF6 Rabbit mAb                                         |
| 備考/別名    | KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; CD352/SLAMF6    |
| 種        | ヒト                                                              |
| GeneID   | 114836                                                          |
| 免疫原      | ヒトCD352/SLAMF6 (NP_001171643.1) のアミノ酸24-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源      | ウサギ                                                             |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                       |
| アプリケーション | WB, IHC-P, ELISA                                                |
| 交差反応性    | ヒト                                                              |
| SWISS    | Q96DU3                                                          |
| タンパク質分子量 | 24 kDa/37 kDa                                                   |
| 配送       | 氷袋                                                              |