


抗Cd355/Crtamモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- O95727

商品番号: CM0004345



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD355/CRTAMを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。T細胞活性化、分化、およびNK細胞細胞傷害活性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD355/CRTAM mAb
備考/別名	CD355
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56253
免疫原	ヒトCD355/CRTAM (NP_062550.2) のアミノ酸18-287に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O95727
タンパク質分子量	22kDa/44kDa
配送	アイスパック