

Anti-Cd35/Cr1 モノクローナル抗体（ラビット Mab）If、Ihc、Elisa用 - P17927

商品番号: CM0004104



前書き

ヒト CD35/CR1 (P17927)
を標的とするラビットモノクローナル抗体。IF-
P、IHC-P、mIHC、ELISA
で検証済み。補体受容体の研究、免疫複合体のクリア
ランス、およびウイルス侵入の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD35/CR1 Rabbit mAb
備考/別名	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
種	ヒト
遺伝子ID	1378
免疫原	合成ペプチド - ヒト CD35/CR1 (P17927) のアミノ酸 1940-2039 内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17927
タンパク質分子量	224kDa
配送	アイスバッグ