

抗Cd35/Cr1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P17927

商品番号: CM0018688



前書き

ヒトCD35/CR1（C3b/C4b受容体、P17927）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。補体経路、免疫クリアランス、ウイルス侵入の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD35/CR1 ウサギ pAb
別名	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1378
GeneID	1378
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD35/CD35/CR1 (NP_000642.3) のアミノ酸420-550番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17927
タンパク質分子量	224kDa
輸送方法	保冷剤