

Anti-Cd36 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08857

商品番号: CM0029031

前書き

組換え融合タンパク質を免疫原とする高品質なCD36ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットのCD36と反応します。脂肪酸代謝、炎症、血管新生の研究に最適です。SWISS: Q08857。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD36 Rabbit pAb
備考/別名	FAT; GPIV; Scarb3
種	マウス
GeneID (ヒト)	948
GeneID	12491
免疫原	マウスCD36 (NP_031669.3) のアミノ酸30-439に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08857
タンパク質分子量	53 kDa
配送	氷袋