

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Cd36/Sr-B3 ウサギモノクローナル抗体 - P16671

商品番号: CM0005917



前書き

脂肪酸輸送、炎症応答、血管新生に関する研究用の抗CD36/SR-B3ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD36/SR-B3 ウサギ mAb
備考/別名	FAT; GP4; GP3B; GPIV; CHDS7; PASIV; SCARB3; BDPLT10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	948
遺伝子ID	948
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD36/SR-B3 (NP_000063.2) のアミノ酸30-439に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16671
タンパク質分子量	53kDa
輸送	氷袋