


Anti-Cd38 Monoclonal Antibody () For Fc - P28907

商品番号: CM0008039



前書き

標識ウサギモノクローナル抗ヒトCD38抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済みです。カルシウムシグナリングおよび免疫細胞接着に関与する多機能膜貫通糖タンパク質であるCD38（ADPRC1/cADPR1）を標的とします。ヒトサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD38 mAb
備考/別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
GeneID	952
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD38（NP_001766.2）のアミノ酸43-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋