


フローサイトメトリー用抗Cd38モノクローナル抗体 - P28907

商品番号: CM0010441



前書き

ヒトCD38に対する結合ウサギモノクローナル抗体。
フローサイトメトリーでバリデーション済み。CD38
を介したシグナル伝達、免疫細胞機能、代謝調節の研究
に適しています。交差反応性：ヒト。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD38 mAb
備考／別名	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38分子
種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
GeneID	952
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD38（P28907）のアミノ酸43～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質分子量	13kDa/34kDa
輸送条件	保冷剤