


Wb、Ihc-P、Fc、Elisa用抗Cd38モノクローナル抗体 - P28907

商品番号: CM0005077



前書き

ヒトCD38に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、FC、ELISAで検証済み。ヒトおよびカニクイザルのCD38を認識します。CD38は、カルシウムシグナル伝達および免疫細胞の移動において重要な役割を果たす多機能酵素および受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD38 Rabbit mAb
備考/別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	952
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P28907
タンパク質分子量	14 kDa/34 kDa
配送	氷袋