


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd38ポリクローナル抗体 - P28907

商品番号: CM0019898



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのCD38ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫学および代謝研究用に、ADPリボシルシクラーゼ／環状ADPリボース加水分解酵素1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD38ウサギpAb
備考／別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	952
遺伝子ID	952
免疫原	ヒトCD38（NP_001766.2）のアミノ酸181～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28907
タンパク質分子量	34kDa
配送	保冷バッグ