


抗Cd38ウサギポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa対応 - P28907

商品番号: CM0013586



前書き

ヒトCD38に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性CD38を検出します。ADPリボシルシクラーゼ活性、カルシウムシグナル伝達、免疫細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD38 Rabbit pAb
別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
GeneID	952
免疫原	ヒトCD38 (NP_001766.2) のアミノ酸43～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P28907
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋梱包