

Wb、Elisa用抗Cd3Dポリクローナル抗体 - P04235

商品番号: CM0023415

前書き

マウスCD3dを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスモデルにおけるT細胞受容体シグナル伝達および獲得免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD3d Rabbit pAb
備考/別名	T3d; CD3d
対象種	マウス
遺伝子ID	12500
免疫原	組換えタンパク質：マウスCD3d (NP_038515.3) のアミノ酸15-115番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P04235
タンパク質分子量	19KDa
輸送方法	保冷剤