

Wb、If-P、Fc、Elisa用 抗Cd3D ウサギモノクローナル抗体 - P04234

商品番号: CM0008410



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、フローサイトメトリー、ELISAで検証済みの高性能抗ヒトCD3Dウサギモノクローナル抗体です。T細胞受容体シグナル伝達に

関与する19 kDaのCD3デルタ鎖（P04234）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	CD3D ウサギmAb
備考／別名	T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; CD3D
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	915
GeneID	915
免疫原	合成ペプチド (ヒトCD3D アミノ酸残基72~171番、P04234)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB, IF-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04234
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	氷袋