

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd3Dウサギポリクローナル抗体 - P04234

商品番号: CM0018477



前書き

ヒトCD3Dを標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証済み。ヒトおよびラットサンプル中のCD3Dを検出します。T細胞シグナル伝達研究および診断用免疫アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD3DウサギpAb
備考/別名	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	915
GeneID	915
免疫原	ヒトCD3D (NP_000723.1) のアミノ酸22~105に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04234
タンパク質分子量	19kDa
輸送	アイスパック