

Wb、Ihc、If、Elisa用 抗Cd3E ウサギモノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0002554

前書き

ヒトCD3Eに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。T細胞活性化に必須のTCR-CD3複合体の一部。マウスおよびラットと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD3E ウサギ mAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
種	ヒト
遺伝子ID	916
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷バッグ