

Anti-Cd3E Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07766

商品番号: CM0013011



前書き

ヒトCD3Eを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットのCD3Eと交差反応します。T細胞受容体シグナル伝達、適応免疫、および免疫腫瘍学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD3E抗原ウサギpAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E抗原
種	ヒト
GeneID (ヒト)	916
GeneID	916
免疫原	合成ペプチド ヒトCD3E (NP_000724.1) のアミノ酸111-207領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋