

Wb、Ip、If/Icc、If-P、Ihc-P、Fc、Elisa用抗Cd3Eウサギポリクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0021362



前書き

CD3EウサギpAbは、ヒトCD3イプシロン鎖（aa 1-126）に対して作製されたポリクローナル抗体です。

WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、FC、およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。T細胞の活性化および適応免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD3EウサギpAb
備考／別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
種	ヒト
GeneID（ヒト）	916
GeneID	916
免疫原	ヒトCD3E（NP_000724.1）のアミノ酸1～126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷バッグ