

Wb、Elisa用抗Cd3Gウサギポリクローナル抗体 - P09693

商品番号: CM0019561



前書き

ヒトCD3Gに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット(WB)およびELISAに適しています。適応免疫に関与するTCR-CD3複合体の重要な構成要素であるT細胞表面糖タンパク質CD3ガンマ鎖を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD3G Rabbit pAb
別名	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	917
遺伝子ID	917
免疫原	ヒトCD3G (NP_000064.1) のアミノ酸23-116に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09693
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	水袋