

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Cd3Hウサギポリクローナル抗体 - P20963

商品番号: CM0024573



前書き

ヒトCD3H（CD3ゼタ、CD247）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。TCR-CD3シグナル伝達サブユニットに結合します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD3H ウサギpAb
別名	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	919
GeneID	919
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD3H (NP_932170.1)のアミノ酸50～164番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20963
タンパク質分子量	19 kDa
発送方法	保冷剤