

フローサイトメトリー用 抗Cd4モノクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0009694



前書き

ヒトCD4 (T4/Leu-3) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用です。ヒトおよびカニクイザルと反応します。分子量は約51 kDaです。ヘルパーT細胞の免疫表現型分類やHIV研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	920
免疫原	ヒトCD4の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤