


フローサイトメトリー用 Anti-Cd4 モノクローナル抗体 () - P01730

商品番号: CM0005343



前書き

ヒトCD4に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、蛍光色素に標識されており、フローサイトメトリー(FC)によるTヘルパー細胞やその他のCD4陽性免疫細胞の検出用にバリデート済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
GeneID (ヒト)	920
GeneID	920
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
輸送	アイスバッグ