

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗Cd4ウサギポリクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0013529



前書き

ヒトCD4を標的とするウサギポリクローナル抗体で、アミノ酸26-200番を認識します。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。T細胞免疫応答やHIVとの相互作用の研究に最適です。Uniprot: P01730。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD4 ウサギ pAb
別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	920
免疫原	ヒトCD4 (NP_000607.1) のアミノ酸26-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤