

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Cd4ウサギポリクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0023821

前書き

CD4ウサギポリクローナル抗体（pAb）は、WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスCD4を検出。免疫応答やTCRシグナル伝達研究を含む、Tヘルパー細胞、マクロファージ、NK細胞研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD4ウサギpAb
備考/別名	L3T4; Ly-4; CD4
種	マウス
GeneID（ヒト）	920
GeneID	12504
免疫原	マウスCD4（NP_038516.1）のアミノ酸27-394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷剤入り