

Anti-Cd4 Rabbit Polymab® For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06332

商品番号: CM0009256

前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISA用CD4ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、カニクイザルCD4を検出します。Tヘルパー細胞の研究および診断薬の開発に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD4 Rabbit PolymAb®
備考/別名	L3T4; Ly-4
種	マウス/ヒト
GeneID (ヒト)	12504/ 920
GeneID	12504
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、カニクイザル
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋