

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd40ポリクローナル抗体 - P25942

商品番号: CM0015792



前書き

ヒトCD40 (TNFRSF5) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。B細胞、免疫シグナル伝達、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD40 ウサギ pAb
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
種	ヒト
GeneID (ヒト)	958
GeneID	958
免疫原	CD40 (NP_001241.1) のアミノ酸25-104に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25942
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ