


WbおよびElisa用 抗Cd40ウサギモノクローナル抗体 - P25942

商品番号: CM0006296



前書き

ヒトCD40（TNFRSF5）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。重要な免疫受容体であるB細胞表面抗原CD40を検出します。がんおよび免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD40 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	958
免疫原	ヒトCD40のアミノ酸21-193に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001241.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25942
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスバッグ