


Anti-Cd40 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25942

商品番号: CM0014477



前書き

ヒトCD40（TNFRSF5）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウスのCD40を認識し、B細胞および癌細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD40 Rabbit pAb
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	958
免疫原	ヒトCD40 (NP_001241.1) のアミノ酸198-277領域の配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P25942
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋