


WbおよびElisa用抗Cd40Lウサギポリクローナル抗体 - P29965

商品番号: CM0017096



前書き

ヒトCD40L（CD154）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスとの交差反応性を有します。診断および研究用途におけるT細胞共刺激とB細胞活性化の研究に適した信頼性の高いツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD40LウサギpAb
備考／別名	IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L
種	ヒト
Gene ID	959
免疫原	ヒトCD40L（NP_000065.1）のアミノ酸113～261に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P29965
タンパク質分子量	29 kDa
輸送	保冷バッグ