

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd41/Itga2B モノクローナル抗体 - P08514

商品番号: CM0002153



前書き

ヒトCD41/ITGA2B (ITGA2B/GPIIb)、113

kDa、Swiss-Prot

P08514に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAに適しています。血小板生物学および止血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD41/ITGA2B ウサギmAb
備考/別名	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3674
GeneID	3674
免疫原	合成ペプチド ヒトCD41/ITGA2B (P08514)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P08514
タンパク質分子量	113 kDa
配送	保冷バッグ