

If/Icc、Elisa用抗Cd41/Itga2Bポリクローナル抗体 - P08514

商品番号: CM0018340



前書き

IF/ICCおよびELISAでバリデーションされたCD41/ITGA2Bウサギポリクローナル抗体。凝集に参与する血小板膜受容体であるヒトインテグリンα-IIbを認識します。血栓症および血液学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD41/ITGA2B Rabbit pAb
備考/別名	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3674
遺伝子ID	3674
免疫原	合成ペプチド ヒトCD41/ITGA2B (NP_000410.2) のアミノ酸160-260内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08514
タンパク質分子量	113kDa
配送	氷袋