

## Wb、Elisa用 Anti-Cd42A ポリクローナル抗体 - P14770

商品番号: CM0021459



## 前書き

ヒトCD42a（GPIX）に対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。vWFを介した接着と止血に関与する血小板糖タンパク質IXを標的とする。組換え免疫原、19kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD42a ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名       | GPIX; CD42a                                          |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 2815                                                 |
| GeneID      | 2815                                                 |
| 免疫原         | ヒトCD42a（NP_000165.1）のアミノ酸17-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| 適用          | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト                                                   |
| SWISS       | P14770                                               |
| タンパク質分子量    | 19kDa                                                |
| 輸送          | アイスパック                                               |