

WbおよびElisa用 抗Cd42D (Gpv) ウサギポリクローナル抗体 - P40197

商品番号: CM0026416

前書き

この抗CD42dウサギpAbは、WBおよびELISA用のヒトおよびマウスGPVを検出します。GPVはvWF依存性接着を媒介する血小板受容体であり、止血研究および体外診断薬開発に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD42d ウサギ pAb
備考/別名	GPV; CD42d
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2814
遺伝子ID	2814
免疫原	ヒトCD42d (NP_004479.1) のアミノ酸17-477に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40197
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ