

Ihc-PおよびElisa用Anti-Cd43ラビットモノクローナル抗体 - P16150

商品番号: CM0011789

前書き

IHC-PおよびELISAで検証済みの高品質なラビットモノクローナルCD43抗体。T細胞機能の重要な調節因子であるヒトロイコシアリンに特異的です。免疫学および診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD43 Rabbit mAb
備考/別名	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6693
遺伝子ID	6693
免疫原	ヒトCD43 (NP_003114.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16150
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋