

Anti-Cd44 (Ko Validated) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P16070

商品番号: CM0002028



前書き

ヒトサンプル用のKO検証済み抗CD44ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、FC、およびELISAアプリケーションに最適です。細胞接着、遊走、およびリンパ球のホーミングにおける重要な受容体であるCD44抗原を認識します。組換え融合タンパク質を免疫原として使用しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] CD44 Rabbit mAb
備考/エイリアス	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
種	ヒト
GeneID (ヒト)	960
GeneID	960
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD44 (NP_000601.3) のアミノ酸20-178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16070
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋