

Wb、Elisa用抗Cd44ポリクローナル抗体 - P16070

商品番号: CM0012988



前書き

ヒトCD44に対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。82kDaタンパク質を検出、マウスと交差反応します。組換え免疫原。細胞接着およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD44 Rabbit pAb
備考/別名	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	960
遺伝子ID	960
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16070
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスバッグ