

## 抗Cd44ポリクローナル抗体（Ko検証済み） Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P16070

商品番号: CM0014875



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用の高品質なウサギポリクローナルCD44抗体（KO検証済み）。がんおよび炎症研究における重要な細胞接着受容体であるヒトおよびマウスCD44を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KO検証済み] CD44 ウサギ pAb                                                                                                |
| 備考/別名       | IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-1; ECMR-III; Hermes-1; 44 |
| 種           | ヒト                                                                                                                   |
| GeneID (ヒト) | 960                                                                                                                  |
| GeneID      | 960                                                                                                                  |
| 免疫原         | ヒトCD44 (NP_000601.3) のアミノ酸20-178に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。                                                                |
| 由来          | ウサギ                                                                                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                                                            |
| 適用          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                                                                               |
| SWISS       | P16070                                                                                                               |
| タンパク質分子量    | 82kDa                                                                                                                |
| 発送          | 保冷バッグ                                                                                                                |