


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd44ウサギモノクローナル抗体 - P15379

商品番号: CM0007275



前書き

WB、IF/ICC、FC、ELISAで検証済みの高性能抗CD44ウサギモノクローナル抗体。細胞接着、遊走、Tリンパ球ホーミングに重要な受容体であるマウスCD44を検出します。免疫学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD44ウサギmAb
備考／別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES; CD44
種	マウス
GeneID (ヒト)	960
GeneID	12505
免疫原	マウスCD44 (NP_033981.2) のアミノ酸23～176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	86kDa
輸送	アイスバッグ