

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cd44 ウサギモノクローナル抗体 - P16070

商品番号: CM0006514



前書き

ヒトCD44に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。細胞接着、遊走、リンパ球ホーミングの研究に適しています。ヒトCD44と反応し、アミノ酸20～178番をカバーする組換え免疫原を使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD44 ウサギmAb
備考/別名	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	960
GeneID	960
免疫原	ヒトCD44 (NP_000601.3) のアミノ酸20～178番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16070
タンパク質分子量	80kDa
発送方法	氷袋